

現在の歯ブラシのほとんどは、植毛穴に毛を二つ折りにして植え込み、金属で止めています。その構造上、植毛穴に水が溜まりやすくなり、その為に黄色ぶどう球菌・大腸菌が発生し、増殖していきます。そこで、黄色ぶどう球菌・大腸菌の増殖を抑えるとされる天然鉱石を毛材に練り込んだ材料を使用し、歯みがき粉が無くても磨ける歯ブラシを製品化しました。

天然鉱石配合で

水だけでOK♪

歯ブラシと舌ブラシ兼用、1本で二役ブラシケア

マイナスイオン & 抗菌 天然鉱石配合

水だけでもOK
白い歯ツルツルに

NARUTO ネオブラシケア

歯の健康を考えた歯ブラシ 高機能設計の健康歯ブラシ

1 樽型形状ブラシ

ブラシ部分樽型の形状で、ドーナツ型ブラシと軟質ゴムを交互に重ね合わせ、ゴムはブラシの開きを防止し柔軟性を持たせ、ブラシの変形・変質を抑え耐久性・長寿命化を実現しました。

2 衛生的な構造

ブラシの間のスペースによって風通しもよいことから使用後の清掃がしやすく、雑菌の繁殖も抑え衛生的な構造になっています。

3 抗菌&マイナスイオン

ブラシの材質は抗菌効果とマイナスイオン効果の高い天然鉱石とナイロンを練り込んだ高品質ブラシを採用し、水だけでもきれいに磨け、歯の表面をイオンコート、食べかすなどをつきにくくし、白い歯ツルツルに。2種類の太さのブラシの組み合わせで、太いブラシは歯垢を除去し口臭を予防し、細いブラシと軟質ゴムで歯茎へのマッサージ効果を発揮します。

金属不使用で「eco」

通常の歯ブラシはブラシの根元部分を金属で毛止めしていますが「NARUTOブラシケア」は金属は一切使用せず、樹脂成分のみで、リサイクルOKのECOブラシです。

11,100本のブラシを使用

通常の歯ブラシの糸径は0.2~0.4mmを使用し植毛本数は700~1,400本ですが、ネオブラシケアは糸径0.09~0.12mmの混毛で植毛本数は11,100本を使用しています。柔軟な設計により優しく歯も舌も磨ける最適な歯ブラシで、さらに約6ヶ月の長寿命を実現しました。

《本体横置きOK》

本体とスベア(ブラシ部)の接続部にある窪(ツリ)によって、横にして置いてもブラシ部分が接しないことで、ブラシを保護し清潔で衛生的に保ち人の健康にも環境にも配慮した優しい商品です。

お客様の声

福島県 38歳 女性
今までは歯ブラシで磨いた後、歯の間に挟まった磨き残しをつまようじで取るのが習慣でしたが、ブラシケアは磨いた後スッキリ感があり、つまようじの出番いらすとなりました。舌苔も驚くほど取れてキレイになった舌を鏡でチェックするのが歯磨き後の楽しみになりました。半年もつ、というのも経済的で助かります。

神奈川県 33歳 女性
水だけでも歯がツルツルになりました。子供はまだ歯磨き粉が苦手なのでとても良かったです。

保育園や介護施設などでも使いやすいと好評

どうしても磨き残してしまう子供やお年寄りの歯みがき。そういった施設にも好評なように、保育士さんや介護士さんからも好評。

舌の白い汚れ がんと関連か 原因疑い物質・高濃度 日本経済新聞 2015年3月29日

舌の表面にできる白い汚れ「舌苔(ぜったい)」が多い人は、口や喉のがんの原因になるとされる化合物「アセトアルデヒド」の口中濃度が高いことを岡山大学と北海道大学のチームが突き止め、28日までに発表した。チームによると舌苔は、食べかすや、口の中からはがれ落ちた粘膜細胞、細菌がたまったもの。口中で乾燥しやすいと付着しやすく、口臭の原因ともされる。研究は健康な男女65人を対象に実施。舌苔が舌全体の3分の2以上付着した人の呼気中のアセトアルデヒド濃度は、付着が3分の1以下の人の約3倍だった。舌苔を取り除くと濃度が下がることが確認しており、舌をきれいにすることががん予防につながる可能性があるとしている。成果は海外の化学誌電子版に掲載された。

NARUTO ネオ ブラシケアの特徴 — 使ってみて違いがわかる。—

安心して使える! (生産物賠償責任保険加入・アジア海外PL 保険加入)

- 衛生的**

軟質ゴムによるマッサージ感覚耐久性にも優れています。

ブラシ間に花びら型の軟質ゴムを挟み、しっかりマッサージ。歯周病予防に最適です。また、空間部があることでブラシの乾燥を早く雑菌の繁殖を抑えます。しかも耐久性が優れ他のメーカーに比べて3~4倍。

機能美

糸径の異なる(太・細)2タイプのナイロンで植毛

太いナイロン毛は磨きにくい歯の隙間に入り込み、汚れをかきとります。細いナイロン毛は歯茎に優しくあたり、軟質ゴムと共にこちよいマッサージ感覚が得られます。

- 機能美**

お口の内に沿った樽型形状 歯ブラシと舌ブラシ兼用

バーレル型(樽型)の先端がコンパクトの為、磨きにくい歯の裏側もらくらくブラッシング。舌のクリーニングもあらゆる角度からでき、口臭カットにも効果的。

エコロジー

環境に配慮したカートリッジタイプ

ブラシ部には一切金属を使っておらず、しかもハンドルから取り外すことが出来る為、環境問題にも配慮したエコ対応となっています。

安全

お子様やお年寄り、介護者にも使いやすい円筒設計

どの面からも軽い圧力を加えながら磨けるユニバーサルデザイン。360°型なので、お子様や歯磨きが苦手な人でも簡単に磨く事が出来ます。

NARUTO ブラシケアの使い方

※回転させて磨く歯ブラシではありません。基本は小刻みな横磨きでOK。

歯と歯ぐきの汚れを取り、マッサージすることが大切

歯の2大疾患、虫歯と歯周病。虫歯は、歯垢のバクテリアが砂糖や炭水化物を酸に変え、歯のエナメル質を破壊してしまいます。また歯垢が長く蓄積すると歯肉炎を起こし、そのまま放置すると歯周病へと発展し、歯が抜けてしまいます。だからこそ、子供の頃から簡単・完璧・心地よいブラッシングが絶対必要なのです。

- 1 白歯部(奥歯)**

咬合面(咬み合わせの歯)
樽型形状ブラシなので上下一横に磨けます。

2 前歯部(前歯)

唇面(外側)
小刻みに横磨きで磨いて下さい。

3 歯ぐきマッサージ

前歯部(前歯)
横向きにしたままマッサージします。

4 舌クリーニング

舌面
前方にかき出すように磨いて下さい。驚くほどきれいに舌苔除去が出来ます。

厚生労働省と歯科医師会では「80歳になっても自分の歯を20本の残そう」と全国的に呼びかけています。これが「8020運動」です。所属団体 全日本歯工業協同組合・日本歯周病学会協同組合