

솔 부분 식모는 금속 미사용으로 **ECO** 수지 성분만 사용했으므로 재활용이 가능.

※ 실제 제품에는 일본어로만 설명이 되어 있습니다.

이의 건강을 고려한 고기능 설계 칫솔.

혀 클리닝으로 구취 제거에 가장 적합한 상품.

- 천연 광석과 나일론을 혼합시킨 고품질 칫솔모를 사용해, 치약 없이 물만으로 깨끗하게 양치질할 수 있어 치아를 밝고 윤기나게 해줍니다.
- 손목을 돌리지 않고 자유롭게 칫솔질과 백태 제거를 할 수 있는 베럴 칫솔.
- 다양한 각도에서 희어진 혀바닥의 더러움 제거 및 틀니, 마우스피스 세정을 할 수 있어, 입속 냄새도 효과적으로 차단하는 칫솔.

BRU-1

ECO 칫솔
수지 성분으로만 구성되어 있어 재활용이 가능

NARUTO BRUSH-CARE®

솔 끝으로 어금니 안쪽까지 닦을 수 있습니다

이제껏 찾아볼 수 없던 좋은 사용감과 뛰어난 잇몸 마사지와 혀 클리닝을 할 수 있습니다

레귤러 사이즈 **어린용**

치아, 잇몸, 백태 제거가 가능한 만능 칫솔

총 5가지 색상이 있습니다

솔 부분: 연질 고무와 솔 사이에 끼워 숨의 범람을 방지하고 변형 및 열화를 억제하여 내구성과 장수명을 달성

입으로 넣어도 칫솔모 부분이 테이블 면에 닿지 않도록 위생 안전을 배려한 고리 부착형 설계



BRU-1

치아와 혀 백태용 칫솔

치아와 혀에 부드럽게 닿습니다



입 안 형상에 따라 칫솔질이 잘 닿도록 만든 베럴 칫솔 아래에 예시한 칫솔질 방법은 기본적인 방법입니다. 칫솔을 자유롭게 잡고 원하는 대로 닦으시면 됩니다. 자신에게 맞는 칫솔대 잡는 법과 칫솔질 방법을 찾아보세요.

NARUTO Brush Care 사용법

- 1 구치부(어금니)** 교합면(치아 맞닿은면)
치아의 맞닿은 부분은 칫솔을 가볍게 들고 수평으로 움직이거나 위 아래로 한 번에 칫솔질을 할 수 있습니다.
- 2 전치부(앞니)** 입술면(바깥쪽)
치아를 따라 칫솔을 대고 수평방향으로 조금씩 닦으세요.
- 3 잇몸 마사지** 전치부(앞니)
양치질처럼 수평방향으로 칫솔질하기만 해도 마사지 효과를 낼 수 있습니다.
- 4 혀 백태 제거**
앞쪽으로 굽어내도록 닦으세요. 백태를 놀라울 정도로 깔끔하게 제거할 수 있습니다.

5 틀니 및 마우스피스 손질
청결을 유지하려면 매일 손질할 필요가 있습니다.

NARUTO Brush Care의 특징

- 꽃잎모양 연질고무와 솔 사이에 끼웠습니다. 꼼꼼히 닦이고 잇몸을 잘 마사지에 줍니다. 치주질환 예방에 최적화된 칫솔.
- 나일론 칫솔모가 잇몸에 부드럽게 닿아 연질고무와 함께 개운한 잇몸 마사지 느낌을 줍니다.
- 이 칫솔은 닦기 어려운 치아 뒷면, 혀의 백태 제거 및 틀니, 마우스피스, 구취 제거에도 효과가 있습니다.
- 어린이, 고령자, 시각장애인도 수발자도 사용하기 쉬운 베럴 칫솔.
- 베럴형으로 잇몸과 볼 안쪽을 자극해 미용과 건강유지 효과가 있는 칫솔.
- 치아 굴곡에 맞춘 W형 칫솔모가 치아의 틈새나 요철에 딱 맞는 칫솔입니다.
- 솔 부분에 금속을 전혀 사용하지 않은 칫솔로, 칫솔모 교체 가능한 친환경 상품입니다.
- 사용하면 차이를 알 수 있는 고성능 설계형 수제 건강 칫솔.

특허 제 4 5 7 9 3 4 5 호 의장등록 제 1 7 4 8 8 8 1 호

본체 부분 재질	폴리프로필렌	중공 부분	엘라스토머
고무 부분 재질	엘라스토머	칫솔모 경도	보통
칫솔모 재질	나일론	내열온도	80°C



제조사 **주식회사 나루토야**
우편번호 577-8533
히가시오사카시 가사다촌마치 10-11
https://www.brush110.com
E-mail: nsk@brush110.com
TEL: 06-6728-0110 (대표)
MADE IN HigashiOsaka

NARUTO BRUSH Care 사용하면 차이를 알 수 있는 고성능 설계형 수제 건강 화제가 된 핸드메이드 상품 칫솔. **ブラシケア.com**